

ReSound OMNIA

# Une évolution audiologique incroyable – maintenant vous pourrez le dire !

Désormais, vos clients peuvent mieux entendre dans le bruit avec une amélioration presque incroyable de 150% de la compréhension de la parole\*.

Cette prouesse est rendue possible par notre philosophie unique d'audition organique™.

\*Amélioration du rapport signal sur bruit de 4dB pour une meilleure compréhension de la parole, par rapport aux produits existants. Jespersen et al (2022)

# Épatez vos clients dès le départ

En combinant notre expertise audiolgique aux évolutions technologiques et matérielles, nous avons développé notre système de directivité automatique et de faisceau directionnel le plus intelligent à ce jour. Cela donne aux utilisateurs une clarté auditive et une compréhension supérieures dans tous les environnements sonores, afin qu'ils puissent à nouveau aimer chaque détail sonore de leur vie.

## NOTRE TRILOGIE TECHNOLOGIQUE

Pour réussir cette performance :

1. Élargir notre cartographie de l'environnement sonore (360 All-Around)
2. Accélérer notre capacité de traitement de la directivité pour une détection et une sélection de mode plus rapides
3. Réduire le faisceau directionnel pour donner encore plus de précisions et de clarté de la parole dans n'importe quel environnement

Cette combinaison technologique permet à vos clients de choisir automatiquement ce qu'ils veulent écouter et de ne pas laisser les aides auditives choisir pour eux.

## Inspiré par notre philosophie d'audition organique



### UN SON NATUREL

Simulant aussi étroitement que possible le processus auditif naturel et les façons naturelles dont nous écoutons, aidant le cerveau à entendre comme la nature l'a voulu.



Notre meilleure compréhension de la parole dans le bruit\*<sup>1</sup>



Clarté auditive tout autour<sup>1</sup>



Perception naturelle de sa propre voix<sup>2</sup>



### UN CONFORT NATUREL

S'adapte organiquement à la personne pour un confort de port tout au long de la journée, avec une grande facilité d'utilisation.



Confort optimal sur l'oreille



Conception à l'épreuve des intempéries pour moins de maintenance




Check My Fit pour une adaptation plus facile

\* Par rapport à notre ancienne technologie

<sup>1</sup>. Jespersen et al (2022)

<sup>2</sup>. Groth et al (2022)



### UN PREMIER APPAREILLAGE RÉUSSI, NATURELLEMENT

Profitez de plus de temps avec vos clients et travaillez encore plus efficacement grâce à nos logiciels et outils d'adaptation optimisés, qui vous aident à offrir les meilleurs soins auditifs, même à distance, et à répondre à de nombreux besoins auditifs.

Améliorez votre réussite d'appareillage pour tous les produits ReSound de 13% avec ReSound Smart Fit™ 1.15, la toute dernière version de notre logiciel d'appareillage.



### CONNECTE NATURELLEMENT VOTRE CLIENT

Inspiré par la façon dont nous interagissons intuitivement avec les personnes et les appareils dans notre vie quotidienne.



Appels téléphoniques cristallins



Appels mains-libres pour iPhone et iPad\*



Transmission directe depuis votre matériel audio préféré



### AMÉLIORER LA PRISE EN MAIN ET LA FACILITÉ D'UTILISATION

“Check My Fit” aide les utilisateurs à porter correctement leurs aides auditives et à tirer le meilleur parti de ReSound OMNIA™ chaque jour, ce qui peut réduire le nombre de visites de suivi.

Disponible dans l'application ReSound Smart 3D™.



### COULEURS STYLÉES

Obtenez une belle finition et un design ergonomique le tout résistant aux intempéries.



Sparkling Silver



Champagne



Gold



Bronze



Warm Grey



Graphite



Espresso






Deep Black

\* Les appels mains-libres ReSound OMNIA sont compatibles avec l'iPhone 11 ou version ultérieure, l'iPad Pro 12,9 pouces (5<sup>ème</sup> génération), l'iPad Pro 11 pouces (3<sup>ème</sup> génération), l'iPad Air (4<sup>ème</sup> génération), l'iPad mini (6<sup>ème</sup> génération) ou version ultérieure, avec les mises à jour logicielles iOS 15.3 et iPadOS 15.3 ou version ultérieure.

# Vue des niveaux de gamme et caractéristiques

Caractéristiques		OMNIA 9	OMNIA 7	OMNIA 5
Confort	Réducteur de bruit "Noise Tracker II"	5 réglages	3 réglages	2 réglages
	Réducteur de bruit de vent "Wind Guard"	3 réglages	2 réglages	1 réglage
	Réducteur du bruit impulsionnel	3 réglages	3 réglages	1 réglage
	Réducteur de bruit faible "Expansion"	3 réglages	2 réglages	1 réglage
	Gestion des gains selon l'environnement "Environmental Optimizer"	Volume et réducteur de bruit	Volume seulement	Volume seulement
Compréhension de la parole	Directivité «360 All-Around»	•		
	Mode directionnel «Front Focus»	•		
	Directivité «All Access»		•	
	Mode directionnel «Ultra Focus»		•	
	Module M&RIE	•	•	•
	Point de flexion ajustable manuellement	•		
	Directivité adaptative à faisceau automatique "AutoScope"	•		
	Directivité adaptative à faisceau variable "Multiscope"		•	
	Mode omnidirectionnel Spatial Sense		•	
	Directivité binaurale "Binaural Directionality III & Spatial Sense"			•
	Directivité automatique "Soft Switching"	•	•	•
	Directivité adaptative	•	•	•
Directivité fixe	•	•	•	
Gestion de l'anti-Larsen	Anti-Larsen "DFS Ultra III"	•	•	•
	Mode musique	•	•	•
	Anti-sifflements Whistle Control	•	•	•
	Anti-Larsen pré-calibré "Auto DFS"	•	•	•
Connectivité	Communication inter-appareils	•	•	•
	Appel main-libre pour iPhone & iPad	•	•	•
	Made for iPhone, iPad and iPod touch (MFi) / Streaming Android (ASHA)	•	•	•
	Accessoires sans fil	•	•	•
Flexibilité d'adaptation	Nombre maximum de bandes de réglage	20	16	12
	Nombre maximum de programmes	4	4	4
	ReSound Assist / ReSound Assist Live	•	•	•
	Suramplification des graves	3 réglages	2 réglages	1 réglage
	Choix de stratégie d'amplification (WDR-C-Semi-Linéaire-Linéaire)	3 réglages	3 réglages	2 réglages

Plages d'application



## PRÊTS À ENTENDRE LA DIFFÉRENCE ?

Essayez ReSound OMNIA pour en découvrir les avantages et voir pourquoi c'est un choix naturel pour vos clients. Créons des moments époustouflants avec les détails quotidiens de la vie que vos clients adorent.

Visitez [pro.resound.com](http://pro.resound.com) pour en savoir plus.

GN Hearing France  
19 rue d'Arcueil  
94150 RUNGIS  
Tél.: 01 75 37 70 00  
[resound.com](http://resound.com)

CVR no. 55082715